

## 應變協調中心呼籲協助長者進行快速抗原檢測 仍有困難長者則暫可無須進行檢測

因應全澳居民今（22）日內須進行 1 次新型冠狀病毒快速抗原檢測（下稱快速抗原檢測），新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，如長者未能自行進行快速抗原檢測，可請家人及親友協助，若仍有困難，則暫可無須進行檢測，不會影響出行。

應變協調中心提醒，不同牌子的快速抗原檢測套裝操作步驟可能稍有不同，使用前須先閱讀套裝內的使用說明書，按操作程序進行檢測，並協助家中有需要人士，如長者，透過澳門健康碼申報檢測結果。快速抗原檢測操作步驟、結果申報及使用注意事項，詳見以下連結 (<https://www.ssm.gov.mo/apps1/covidagtest/ch.aspx#clg21987>)。

附圖：

快速抗原檢測操作步驟

### 新型冠狀病毒快速抗原檢測操作步驟

■ 檢測前，我們需要清潔雙手及拾面

- 1 檢查檢測套裝的包裝是否完整，有沒有破損，再檢查有效日期，取出說明書，閱讀操作步驟。
- 2 打開包裝，取出包裝內的 1 採樣拭子 2 檢測溶液 3 檢測棒
- 3 打開檢測溶液上蓋，將溶液瓶放置於檢測盒提供的位置上，注意避免打翻。
- 4 頭部稍微向後傾，將採樣拭子插入鼻孔約 2 至 3 厘米，分別沿著兩鼻孔內壁旋轉及旋轉至少 5 次，過程中手部避免接觸到拭子的棉簽頭。
- 5 將採樣拭子棉簽頭浸入檢測溶液，輕輕擠壓溶液瓶底部兩側，同時旋轉拭子數次，充分浸泡約 1 分鐘。
- 6 取出採樣拭子，蓋上瓶蓋，在檢測棒後部兩孔內，慢慢滴入兩滴檢測溶液。
- 7 等候讀取結果時間一般需要 10 至 15 分鐘，過早或超過指定時間，結果視為無效。
- 8 不同品牌檢測套件的判讀結果可能有所不同，一般的情況：
  - 陰性：只出現控制線 C；
  - 陽性：同時出現控制線 C 和檢測線 T 兩條線；
  - 無效：沒有控制線 C。\*註：請參照個別品牌使用說明書
- 9 用手機拍攝檢測棒上的結果，保存在手機內，或可記下檢測的日期和結果，需要時向醫護人員出示。
- 10 將使用過的檢測套件放入膠袋內，密封後妥善棄置，按一般垃圾處理，如檢測結果為陽性，一併交由醫療機構妥善廢物處理。如粘面受污染，應以 70% 酒精進行清潔消毒，最後清潔雙手。

快速抗原檢測的敏感度較低，在病毒量較高時才能檢測到陽性，也可能出現假陽性，故只為輔助檢測，不能取代核酸檢測。  
若快速抗原檢測結果為陽性，應儘快按照當局指引接受核酸檢測。

掃描二維碼或輸入網址觀看新型冠狀病毒快速抗原檢測操作示範短片  
<https://www.ssm.gov.mo/Prevent-COVID-19>

新型冠狀病毒感染應變協調中心